

TWO₂® (Topical Wound Oxygen)

Θεραπεία Τοπικής Οξυγόνωσης Τραυμάτων κάτω άκρων

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΛΗΓΩΝ ΟΠΩΣ:

- Διαβητικά έλκη κάτω άκρων (DFU)
- Φλεβικά έλκη κάτω άκρων (VLU)
- Έλκη πίεσης
- Μετεγχειρητικές λοιμώξεις και γαγγραινώδεις αλλοιώσεις
- Ακρωτηριασμοί/μολυσμένα κολοβώματα
- Δερματικά μοσχεύματα
- Εγκαύματα



ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΔΡΑΣΗΣ TWO₂®:



Παροχή οξυγόνου υψηλής πίεσης απευθείας στο τραύμα



Κυκλική συμπίεση για μείωση οιδήματος



Ενυδάτωση στο περιβάλλον επούλωσης



Συσκευή ρύθμισης οξυγόνου



Θάλαμος άκρου

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΕΛΚΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΕΛΚΗ

- 6X** μεγαλύτερη πιθανότητα επούλωσης σε 12 εβδομάδες
- 6X** χαμηλότερο ποσοστό υποτροπής σε 12 μήνες
- 88%** μείωση νοσηλαίων
- 71%** λιγότεροι ακρωτηριασμοί

ΦΛΕΒΙΚΑ ΕΛΚΗ

- 76%** υψηλότερο ποσοστό επούλωσης σε 12 εβδομάδες*
- 6%** χαμηλότερο ποσοστό υποτροπής σε 36 μήνες*
- 57** μέρες ταχύτερη επούλωση*
- 46%** εξάλειψη MRSA

* έναντι των συμβατικών μεθόδων

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ:


Ο ασθενής τοποθετεί το άκρο του μέσα στον ειδικά σχεδιασμένο θάλαμο, όπου εφαρμόζεται πίεση κυκλικά, με υψηλής συγκέντρωσης οξυγόνο, μέσω της συσκευής ρύθμισης οξυγόνου*. Η θεραπεία μπορεί να γίνει εύκολα στο σπίτι από τον ασθενή και εφαρμόζεται για 90 λεπτά τη φορά, 4-7 ημέρες την εβδομάδα.

* Απαιτείται και η χρήση συμπυκνωτή οξυγόνου.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ TWO₂®:

- Μη επεμβατική
- Εφαρμόζεται στο σπίτι από τον ασθενή
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά με άλλες μεθόδους θεραπείας τραύματος
- Μπορεί να εφαρμοστεί πάνω από αεροδιαπερατά επιθέματα, νάρθηκες TCC, επιδέσμους συμπίεσης CCD ή επιδέσμους τύπου UNNA



ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ

Σημαντική μείωση του επιπέδου πόνου, από το 8 στο 3 σε 13 ημέρες.



Για περισσότερες πληροφορίες σαρώστε τον κωδικό QR.

